

# サンワのオーディオメータ校正

**!** 学校保健安全法施行規則では定期的な校正が推奨されています

オーディオメータ  
**聴力検査計**  
年1回<sup>1</sup>の校正は  
お済みですか？

当社テクノセンターにて  
安心の自社校正!

当社テクノセンターで  
音がしっかり出ているかを  
無音室にて調べます。

<sup>1</sup> 正しい検査、子どもたちの健やかな成長のために  
sanwaは年1回の校正をおすすめしております。



■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。  
■このカタログは、2023年12月現在のものです。

**sanwa**

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8  
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812  
<https://www.sanwa303.co.jp>

安心をサポートするお近くの代理店

# サンワオーディオメータ

オーディオメータ JISタイプ4

# Audiometer

シンプル操作でスムーズに検診



改正JIS規格  
**TYPE 4**

1人用・2人用・5人用の  
3ラインナップ

- 多人数での集団健診もスピーディーにこなす操作性で、目的に合わせ3タイプからお選びいただけます。
- 「学校検診」「一般検診」の2モードで、簡単に切り替えが可能です。

point  
**1**

改正JIS規格に対応

**JIS**

周波数精度  
±2%

検査周波数  
250Hz

2011年改正のJIS規格では周波数精度が±2%に変更となり、検査周波数に250Hzが追加。

point  
**2**

検診用の周波数や  
レベルにワンタッチ切替



使いやすく、分かりやすい操作パネルデザインで、検診もスムーズに。

point  
**3**

検診用に最適化された  
ヘッドホン



イヤー部の左右の判別も、文字と色で分かりやすく表示。

point  
**4**

初回校正  
無料サービス



専門スタッフによる校正が初回のみ無料サービス。

